


ACCESORIOS DE AUDIOMETRÍA



■ Auriculares de inserción para Audiometría

Auriculares (10 Ohm o 50 Ohm), favor de especificar al ordenar. Adaptador con dos cables/ conectores monoaurales de 7ft, 50 puntas espuma (regulares de 13 mm), 10 puntas espuma (infantiles de 10 mm) ,4 puntas espuma (grandes, 18 mm) y clips de velcro

Descripción de Producto

STIM o STIM2 10 o 50 Ohm

Número de parte

Auriculares de inserción 00100268



■ Puntas de espuma desechables

Para dar cabida a las diferencias en el tamaño del canal auditivo, hay tres tamaños de punta de oído de espuma (pequeño, mediano y grande).

Descripción de Producto

10mm 50/pkg. 97000127

13mm 50/pkg. 97000128

18mm 24/pkg. 97000129

Número de parte



■ Tubos de repuesto con adaptadores

Descripción de Producto

Incluye 4 tubos y 4 adaptadores 97000130

Número de parte



■ Adaptadores de tubo de sonido

Descripción de Producto

Paquete de 10 adaptadores 97000131

Número de parte