

ELECTRODOS - EEG, EOG, ECG

■ Electrodo de cuchara Grass®

Obtenga claridad insuperable en el registro, larga durabilidad y fiabilidad desde el principio. Cada electrodo Grass® está fabricado con los mejores materiales y con un exclusivo proceso de fabricación de 12 pasos. El resultado es una calidad superior que asegura grabaciones precisas y fiables de EEG, EMG, ECG y EOG.

Cada paquete contiene 10 electrodos.



Conectores grises

Descripción de Producto	Número de parte
Cuchara-Oro	7000-0042-00
60" 10mm Cuchara-Oro	7000-0043-00
72" 10mm Cuchara-Oro	7000-0044-00
96" 10mm Cuchara-Oro	00103445
120" 10mm Cuchara-Oro	00103446

Electrodos Grass No-Tangle Wires

Descripción de Producto	Número de parte
48" 10mm Cuchara-Oro	00103452
60" 10mm Cuchara-Oro	00103453
72" 10mm Cuchara-Oro	00103454
96" 10mm Cuchara-Oro	00103455
120" 10mm Cuchara-Oro	00103456

■ Electrodo de cuchara reutilizables de 10mm para EGG

Disponible en oro, estos electrodos se fabrican con un conector moldeado superior. Estos electrodos reutilizables están recubiertos con alambre de teflón de oropel proporcionando un alambre fuerte y más ligero en comparación con los electrodos convencionales. Cada paquete contiene 10 electrodos de cuchara de 10mm que terminan en conector estándar de 1,5 mm.



Descripción de Producto	Número de parte
48" 10mm Cuchara-Oro	00103459
60" 10mm Cuchara-Oro	97000050
72" 10mm Cuchara-Oro	00103460
96" 10mm Cuchara-Oro	00103461

■ Electrodo de Disco reutilizables

Reutilizables: Electrodo de disco de 10mm de diámetro, Oro, Plata/Cloruro de Plata (Ag / AgCl) con cable de poliuretano "libre de enredos" (tangle free) y conector moldeado de 1,5 mm.

Cada paquete contiene 10 electrodos.



Descripción de Producto	Número de parte
1.5m 10mm Disco-Oro	97000057
1.2m 10mm Disco Ag/AgCl	97000055
1.5m 10mm DiscoAg/AgCl	97000059

■ Electrodo reutilizables de Plata / Cloruro de Plata

Cada electrodo se compone de una mezcla homogénea de Plata-Cloruro de Plata comprimido y sinterizado para fortalecer y estabilizar. Estos electrodos no requieren rechlorarse y se aplican mejor a la piel utilizando arandelas adhesivas.

Se venden individualmente

Descripción de Producto	Número de parte
1.2m Ag/AgCl sinterizado	97000152
1.5m Ag/AgCl sinterizado	97000153



■ Electrodo de cuchara desechables

Electrodos individuales, cuentan con un sensor de alta calidad de Plata/Cloruro de Plata (Ag/AgCl) y cables libres.

Estos electrodos hacen posible el uso de nuevos electrodos con cada paciente y reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Descripción de Producto	Número de parte
Paquete de electrodos desechables	
100cm (40")	00103436
150cm (60")	00103437





Electrodos reutilizables de oreja

Este producto consta de dos electrodos de EEG de oreja montados con un clip o pinza. Los electrodos son planos para una fácil aplicación en el lóbulo de la oreja. El producto se vende en pares.

Electrodo pinza/clip oreja con cable 1.5m (60")

Descripción de Producto	Número de parte
Electrodo de Estaño	99000087
Electrodo de eAg/AgCl	99000088
Electrodo de Oro	99000089
Electrodo Ag/AgCl Sinterizado	99000058

ELECTRODOS DESECHABLES - EEG, EOG, ECG



Electrodos adhesivos para ECG - Ambu™ Center

Electrodos desechables adhesivos para ECG, con un fuerte grado médico. Cada paquete contiene 5 electrodos desechables.

Descripción de Producto

Descripción de Producto	Número de parte
Electrodo ECG desechable 1.7" x 1.5"	00103434
Electrodo ECG desechable 1.9" x 2"	00103435



Electrodo ECG reposicionable

Electrodos desechables adhesivos para ECG, tela tipo rectangular. Medidas de electrodos 1 1/4" x 7/8" Presentación 6 electrodos por paquete, 450 electrodos por caja. Venta por caja.

Descripción de Producto

Descripción de Producto	Número de parte
Electrodo ECG desechable	00103337



Electrodos adhesivos - CONMED Center Cleartrace™

Electrodos desechables adhesivos ECG, electrodo adhesivo con cinta de gel conductor.

Descripción de Producto

Descripción de Producto	Número de parte
ECG desechables-paquete de 5	00101525
Electrodo Cleartrace-paquete de 30	00101526



Electrodos Mini - Meditrace™

Electrodo de 1 1/4 " pre-gelificado en forma de lágrima. Un tamaño más pequeño hace que este electrodo sea ideal para aplicaciones faciales o pediátricas. Presentación 30 electrodos por bolsa y vienen 20 bolsas por caja. Vendido por bolsa.

Descripción de Producto

Descripción de Producto	Número de parte
Electrodos Mini Medi-Trace	5400-0012-00




Electrodos de gel húmedos - Ambu™ Neuroline 720

Los electrodos Ambu Neuroline 720 son pre-gelificados y auto adhesivos. Son ideales para su uso en estudios del sueño debido a su tamaño pequeño y su material adhesivo que asegura la permanencia de los electrodos en su lugar durante todo el registro, incluso si el paciente suda. Cada electrodo viene con un cable que termina en un conector de 1,5 mm.

Descripción de Producto

Descripción de Producto	Número de parte
Ambu 720 con cable de 150cm (60")	
Paquete de 10 electrodos	00103427
Paquete de 25 electrodos	00103425

■ Electrodo de tierra - Ambu™



Características del diseño único de "pies de pato", por lo que las esquinas no se pueden despegar. Los lados cóncavos aseguran que el electrodo se ajuste a los contornos del cuerpo. La lengüeta verde especial hace que sea fácil de fijar el electrodo sin tocar la superficie adhesiva. Se vende individualmente. Conector de 1,5 mm.

Descripción de Producto Número de parte

Electrodo Ambu desechable con	
Cable 100cm (40")	00103465
Cable 150cm (60")	00103466

■ Electrodo de gel sólido - Ambu™ Neuroline



Los electrodos de superficie sólida de gel Ambu™ Neuroline son autoadhesivos, fáciles de colocar y cómodos para los pacientes. El gel sólido, combinado con un eficaz adhesivo permite al técnico localizar el mejor sitio para el registro sin dejar depósitos de gel. El diseño especial "pies de pato" ayuda a mantener los electrodos en su lugar. Estupendos para los estudios de conducción nerviosa. Cada paquete contiene 12 electrodos por bolsa. Los electrodos de gel sólido Ambu™ 700 tienen un área de grabación de 20mm x 15mm.

Descripción de Producto Número de parte

Electrodos Ambu™ 700 con	
Cable de 50cm (20")	00103433
Cable de 100cm (40")	00103432
Cable de 150cm (60")	00103431

CABLES - CABLES ECG, ADAPTADORES, EXTENSIONES PUENTE.

■ Cables para electrodos de "botón"; conector 1.5mm



Para el uso con electrodos tipo broche de presión. Cable multicolor para su fácil identificación. Super flexible y ligero.

Cada paquete contiene 10 cables conductores.

Descripción de Producto Número de parte

Paquete de 10 cables de 48"	00103468
Paquete de 10 cables de 60"	7003-0001-00
Paquete de 10 cables de 72"	00103469
Paquete de 10 cables de 96"	00103470
Paquete de 5 cables de 26"	7000-0198-01
Paquete de 2 cables de 72"	7002-0004-00

■ Cables de Alargamiento - Nonin



Compatible con sondas reutilizables y desechables para oxímetros de pulso marca Nonin. Se vende individualmente.

Descripción de Producto Número de parte

Cable de 1 metro	00103473
Cable de 3 metros	00103474

■ Cable de alargamiento



Alarga fácilmente cualquier cable utilizando conectores de 1.5mm con este cable.

Descripción de Producto Número de parte

Cable de 48"	7002-0021-00
--------------	--------------

■ Cables de puente



Apilable, conector de 1,5 mm. Se venden en paquetes de 3

Descripción de Producto Número de parte

Cable de puente de 4"	7002-0003-00
Cable de puente de 8"	7002-0003-01

■ Adaptadores de 2mm y 1.5mm



Adapte su conector de 2mm a 1.5 mm o viceversa. Venta individual.

Descripción de Producto Número de parte

Adaptador de 2mm a TP 1.5mm	97000121
Adaptador de TP 1.5mm a 2mm	97000122